



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,
р/р UA 21305299000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401

сайт: medoborudovanie.com e-mail: natalya.reklama82@gmail.com pz_moi@ukr.net

тел./Viber/ Telegram 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20; 066 032 94 21

Комерційна пропозиція

Аквадистилятор електричний ДЕ-5

Ціна договірна*

Апарат призначений для виробництва дистильованої води – 5 л/год.



*Застосовується в медичних установах, лабораторіях,
фармакологічних підприємствах.
Аквадистилятор зручний і надійний в експлуатації.*

Апарат складається з аквадистилятора і електроцита. Робота заснована на конденсації ретельно відсепарованої пари.

Вода надходить у випарник і нагрівається тенами до кипіння.

Пара, що утворюється, проходячи через ряд сепараторів, потрапляє на стінки конденсатора, що охолоджується зовні водопровідною водою і, конденсуючись, витікає у вигляді дистильованої води.

Продуктивність, л / год.	5
Максимальна електрична потужність, кВт	4,5
Тип напруги	змінний, однофазний
Напруга, В	220
Витрата води на охолодження, л/год	95
Маса виробу не більше, кг	8
Габаритні розміри, мм	350x260x780
Автоматичне відключення електронагрівачів при припиненні централізованої подачі води	відповідність
Автоматичне підтримання рівня води, що йде на випар і охолодження	відповідність
Гарантійний термін експлуатації	24 місяця
- Сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів затвердженого Постановою КМ України № 753 від 02.10.2013 року. - Сертифікат відповідності вимогам ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Система управління якістю. Вимоги до регулювання» - Керівництво з експлуатації	

Основні переваги:

- простий монтаж приладу, не потребує залучення спеціаліста;
- безпечний у використанні;
- сучасна будова приладу зменшує витрату енерго- і водних ресурсів.

Вода, яка використовувалася в контурі охолодження конденсатора, надходить у випарний котел повторно;

- передбачений швидкий доступ всередину випарного котла, для проведення очищення стінок і ТЕНів від накипу, який утворюється під час роботи;
- корпус дистилятора виготовлений з нержавіючої сталі на основі хром-нікеле-титанового сплаву.

Якісна сталь забезпечує виробництво першокласної дистильованої води і продовжує роботоздатність апарату;

- ТЕНи (нагрівачі) виготовлені з мідно-нікелевого сплаву, стійкі до окислення;
- на блоці управління передбачений зумер і контрольна лампа, які повідомляють персонал про вимкнення дистилятора, внаслідок зменшення рівня води у випарному котлі, що унеможливорює простий устаткування.

Конструкція дистилятора:

- випарний котел;
- конденсатор із вбудованим сепаратором;
- електричний блок управління.

Принцип дистиляції:

- ґрунтується на процесі випаровування, під дією температури і конденсації пари;
- водопровідна вода надходить у випарний котел;
- електронагрівачі (ТЕНи) нагрівають воду до кипіння;
- рівень води у випарному котлі підтримується автоматично;
- водопровідна вода зовні охолоджує стінки конденсатора;
- пара, проходячи через низку сепараторів, конденсується, осідаючи на стінках, у результаті чого отримуємо дистильовану воду.

Датчик контролю рівня води:

- сенсорний;
- вбудований у випарний котел;
- при зниженні допустимого рівня води відключає електронагрівачі від мережі.

Устаткування відновлює роботу, без допоміжних дій, у разі відновлення подачі води і поповнення випарного котла до робочої позначки.

- ✓ **БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ**
- ✓ **БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ** – докладний інструктаж персоналу Замовника
- ✓ **УМОВИ ПОСТАЧАННЯ** – 100% передоплата
- ✓ **Термін поставки** - 2 робочих дня з моменту 100% передоплати.

(050) 633-59-50 (Viber,Telegram)
(097) 176-85-20 (WhatsApp)
(066) 032-94-21
natalya.reklama82@gmail.com

Керівник відділу оптової торгівлі
та публічних закупівель

***потрібно зв'язатися з менеджером для уточнення!!**

Ми із задоволенням надамо Вам додаткову інформацію та очікуємо на підтвердження замовлення